


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pde10A Para Wb, Elisa - Q9Y233

Número do item: CM0004398



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a PDE10A humana, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. PDE10A regula a sinalização de cAMP/cGMP, altamente expressa no striatum. Ideal para pesquisa em neurociência e transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDE10A mAb de Coelho
Observações/Apelidos	ADSD2; IOLOD; HSPDE10A; PDE10A19; LINC00473; PDE10A
Espécie	Humana
ID do Gene	10846
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 439-779 da PDE10A humana (NP_006652.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y233
Peso da Proteína	88kDa
Transporte	Bolsa de gelo