


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pde10A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y233

Número do item: CM0022430



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PDE10A humana, uma fosfodiesterase de cAMP/cGMP estriatal envolvida na transdução de sinais. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reação cruzada com seres humanos e ratos. Adequado para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDE10A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ADSD2, IOLOD, HSPDE10A, PDE10A19, LINC00473, PDE10A
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	10846
ID do Gene	10846
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-200 da PDE10A humana (NP_001124162.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9Y233
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Bolsa de gelo