


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pde12 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6L8Q7

Número do item: CM0020454



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PDE12 humano (2',5'-fosfodiesterase 12) para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com camundongo e rato. Adequado para estudar a regulação do sistema antiviral 2-5A.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PDE12 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Observações/Apelido | 2-PDE; 2'-PDE; PDE12                                                                                                         |
| Espécie             | Humano                                                                                                                       |
| ID do Gene (Humano) | 201626                                                                                                                       |
| ID do Gene          | 201626                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-300 do PDE12 humano (NP_001309106.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                       |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada | Camundongo, Rato                                                                                                             |
| SWISS               | Q6L8Q7                                                                                                                       |
| Peso da Proteína    | 67kDa                                                                                                                        |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                |