

Anticorpo Policlonal Anti-Pde1A Para Wb E Elisa - P54750

Número do item: CM0013188

introdução

O pAb de coelho anti-PDE1A é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo a fosfodiesterase 1A dependente de cálcio/calmodulina, um regulador fundamental da sinalização de nucleotídeos cíclicos. Ideal para pesquisas cardiovasculares e neurológicas.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	pAb de coelho anti-PDE1A
Observações/Alíás	HCAM1; HCAM-1; HSPDE1A; CAM-PDE 1A; CAM-PDE-1A; PDE1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5136
GeneID	5136
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 446-545 da PDE1A humana (NP_005010.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P54750
Peso da Proteína	61 kDa
Envio	Bolsa de gelo