


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pde1B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q01064

Número do item: CM0022371



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade dirigido contra a PDE1B humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta a PDE1B humana, de camundongo e de rato, sendo ideal para pesquisas sobre a sinalização de cAMP/cGMP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PDE1B Rabbit pAb
Observações/Alcunha	PDE1B1; PDES1B; HEL-S-79p; PDE1B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5153
GeneID	5153
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 190-536 da PDE1B humana (NP_000915.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q01064
Peso da proteína	61 kDa
Envio	Bolsa de gelo