


Anticorpo Policlonal Anti-Pde3A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14432

Número do item: CM0023920



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a PDE3A, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em apoptose e sinalização de cAMP/cGMP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDE3A Coelho pAb
Observações/Apelidos	HTNB; CGI-PDE; CGI-PDE A; CGI-PDE-A; PDE3A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5139
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 380-660 da PDE3A humana (NP_000912.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14432
Peso da Proteína	125kDa
Envio	Saco de gelo