

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pde3A Para Wb, Ip, Elisa - Q9Z0X4

Número do item: CM0029654

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PDE3A de camundongo, produzido contra um fragmento recombinante (aa 550-700). Validado para WB, IP, ELISA. Específico para PDE3A de camundongo, uma fosfodiesterase de cAMP inibida por cGMP envolvida na sinalização de nucleotídeos cíclicos e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDE3A pAb de Coelho
Observações/Apelido	HTNB; CGI-PDE; CGI-PDE A; CGI-PDE-A
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	5139
GeneID	54611
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 550-700 do PDE3A de camundongo (NP_061249.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9Z0X4
Peso Proteico	125 kDa
Envio	Saco de gelo