


Anti-Pde3B De Coelho Anticorpo Policlonal Para Wb, Elisa - Q13370

Número do item: CM0025800



introdução

Anticorpo policlonal anti-PDE3B de coelho purificado por afinidade, validado para WB e ELISA. Detecta PDE3B humano e de camundongo, uma fosfodiesterase de especificidade dupla envolvida na angiogênese e na função cardíaca. Ideal para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDE3B pAb de Coelho
Observações/Apelido	HcGIP1; cGIPDE1; PDE3B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5140
ID do Gene	5140
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-660 do PDE3B humano (NP_000913.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13370
Peso da Proteína	124kDa
Envio	Saco de gelo