

Anticorpo Policlonais Anti-Pde4B Para Wb, Elisa - Q07343

Número do item: CM0021243



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PDE4B humano (DPDE4, PDEIVB). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas de sinalização por cAMP e estudos de desenvolvimento de medicamentos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDE4B Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DPDE4, PDEIVB, PDE4B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5142
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 636-736 da PDE4B humana (NP_002591.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q07343
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco de gelo