

Anticorpo Policlonal Anti-Pde4C Para If/Icc, Elisa - Q08493

Número do item: CM0017898



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra a PDE4C humana (fosfodiesterase 4C específica de cAMP). Validado para IF/ICC e ELISA. Adequado para estudos de sinalização de cAMP em amostras humanas e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do produto	PDE4C Rabbit pAb
Observações/aliás	DPDE1, PDE21, PDE4C
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	5143
ID do gene	5143
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 638-712 da PDE4C humana (NP_000914.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	Q08493
Peso da proteína	80 kDa
Envio	Bolsa de gelo