

Anticorpo Policlonal Anti-Pde4D Para Wb, Elisa - Q08499

Número do item: CM0018722



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à PDE4D humana, uma fosfodiesterase específica de cAMP. Validado para WB e ELISA; apresenta reação cruzada com amostras humanas e de rato. Ideal para o estudo da sinalização de cAMP e aplicações de pesquisa relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDE4D Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DPDE3; PDE43; STRK1; ACRDYS2; HSPDE4D; PDE4DN2; PDE4D
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5144
GeneID	5144
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 249-518 da PDE4D humana (NP_001184152.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Rato
SWISS	Q08499
Peso da Proteína	91 kDa
Envio	Bolsa de gelo