

Anticorpo Policlonal Anti-Pde4Dip Para Wb, Elisa - Q5Vu43

Número do item: CM0028988

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PDE4DIP humano (Mionegalina). Validado para WB, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa de dinâmica de microtúbulos, biologia do músculo cardíaco e do centróssomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDE4DIP Coelho pAb
Observações/Apêndice	MMGL; CMYA2; PDE4DIP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9659
ID do Gene	9659
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-310 do PDE4DIP humano (NP_071754.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q5VU43
Peso Proteico	265kDa
Envio	Saco de gelo