


Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Pde5A Para Wb, Elisa - 076074

Número do item: CM0028106



introdução

Anticorpo policloal de coelho contra PDE5A (fosfodiesterase específica de cGMP). Validado para WB e ELISA em humano, camundongo e rato. Utilizado no estudo da sinalização de cGMP e vias do óxido nítrico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDE5A Rabbit pAb
Observações/Alias	CN5A; PDE5; CGB-PDE; PDE5A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8654
GeneID	8654
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 da PDE5A humana (NP_001074.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	076074
Peso da Proteína	100kDa
Envio	Saco de gelo