

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pde6A Para Wb, Elisa - P16499

Número do item: CM0027185

introdução

Anticorpo policlonal de coelho PDE6A (PDEA, RP43) para WB e ELISA, reativo com humano, camundongo, rato. Direciona-se à subunidade alfa da fosfodiesterase de cGMP dos bastonetes em pesquisas de transdução visual e retinose pigmentar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDE6A pAb de Coelho
Observações/Apelido	PDEA; RP43; CGPR-A; PDE6A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5145
ID do Gene	5145
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16499
Peso Proteico	100kDa
Envio	Saco de Gelo