

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pde6B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35913

Número do item: CM0027841

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PDE6B de alta qualidade validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com PDE6B humano, de camundongo e de rato, uma enzima chave na fototransdução. Ideal para pesquisa em visão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDE6B Rabbit pAb
Observações/Apelido	rd1; PDEB; RP40; CSNB3; CSNBAD2; GMP-PDEbeta; PDE6B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5158
GeneID	5158
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 do PDE6B humano (NP_001138763.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35913
Peso Proteico	98kDa
Envio	Saco de gelo