

Anticorpo Policlonal Anti-Pde6D Para Wb, If/Icc, Elisa - O43924

Número do item: CM0016962



introdução

O Anticorpo Policlonal PDE6D da CamelBio (pAb de Coelho) validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Ideal para estudar o tráfego de proteínas preniladas e o direcionamento ciliar em pesquisa e diagnósticos. Fonte única de materiais-primos para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDE6D Rabbit pAb
Observações/Apelido	PDED; JBTS22; PDE6D
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5147
ID do Gene	5147
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do PDE6D humano (NP_002592.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43924
Peso Proteico	17kDa
Envio	Em saco de gelo