


Anticorpo Policlonal Anti-Pde7A Para Wb, Elisa - Q13946

Número do item: CM0016459



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta afinidade e específico para a fosfodiesterase 7A de cAMP, validado para aplicações de WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo da sinalização de cAMP e da biologia muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDE7A Rabbit pAb
Observações/Apelido	HCP1; PDE7; PDE7A
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5150
ID do Gene	5150
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 345-456 da PDE7A humana (NP_002594.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q13946
Peso da Proteína	56 kDa
Envio	Embalagem de gelo