

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pde8A Para Wb, Elisa - O60658

Número do item: CM0017232



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a PDE8A humana, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas de sinalização por cAMP e morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDE8A Rabbit pAb
Observações/Alias	HsT19550, PDE8A
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5151
GeneID	5151
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 da PDE8A humana (NP_002596.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O60658
Peso Molecular da Proteína	93kDa
Envio	Bolsa de gelo