


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pdf Para Wb E Elisa - Q9Hbh1

Número do item: CM0018048



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-PDF validado para WB e ELISA em humano, rato, camundongo. Tem como alvo a peptídeo deformilase mitocondrial para estudos de biossíntese proteica e desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDF Rabbit pAb
Observações/Apelido	PDF
Espécie	Humano
GeneID	64146
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 40-243 da PDF humana (NP_071736.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HBH1
Peso Proteico	27 kDa
Envio	Saco de Gelo