


Anticorpo Policlonal Anti-Pdgfa Para Ihc-P, Elisa - P04085

Número do item: CM0021387



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PDGFA humano, validado para IHC-P e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo. Adequado para pesquisas de desenvolvimento, proliferação celular e cicatrização de feridas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDGFA Rabbit pAb
Observações/Alias	PDGF1; PDGF-A; PDGFA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5154
GeneID	5154
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-110 de PDGFA humano (NP_002598.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P04085
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Bolsa de gelo