


Anticorpo Policlonal Anti-Pdgfb Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01127

Número do item: CM0016764



introdução

Anticorpo policlonal que visa o PDGFB humano (subunidade B do fator de crescimento derivado de plaquetas), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com rato; detecta uma banda de 27 kDa. Útil para estudos de proliferação celular, angiogênese e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PDGFB pAb de Coelho
Observações/Apelido	SIS; SSV; IBGC5; PDGF2; c-sis; PDGF-2; PDGFB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5155
ID do Gene	5155
Imunogénio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 140-241 do PDGFB humano (NP_002599.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P01127
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco de gelo