


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pdgfb Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P01127

Número do item: CM0007606



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PDGFB humano (P01127). Adequado para WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Reação cruzada com camundongo e rato. Validado com imunógeno de peptídeo sintético. Ideal para estudos de proliferação celular e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-PDGFB
Observações/Alias	SIS; SSV; IBGC5; PDGF2; c-sis; PDGF-2; PDGFB
Espécie	Humano
GeneID	5155
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 142-241 do PDGFB humano (NP_002599.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01127
Peso da Proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo