

Anticorpo Policlonal Anti-Pdgfc Para Wb, Elisa - Q9Nra1

Número do item: CM0018205

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PDGFC humano, validado para WB e ELISA. Detecta PDGFC humano, de camundongo e de rato, um fator de crescimento envolvido no desenvolvimento embrionário, na angiogênese e na cicatrização de feridas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PDGFC pAb de coelho
Observações/alias	SCDGF; FALLOTEIN; PDGFC
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	56034
ID do gene	56034
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 166-345 do PDGFC humano (NP_057289.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9NRA1
Peso da proteína	39 kDa
Envio	Em bolsa de gelo