

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pdgfd Para Wb E Elisa - Q9Gzp0

Número do item: CM0019720

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PDGFD humano (IEGF, SCDGF-B). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Adequado para pesquisas sobre proliferação celular, angiogênese, cicatrização de feridas e oncogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDGFD Rabbit pAb
Observações/Apelido	IEGF; SCDGFB; MSTP036; SCDGF-B; PDGFD
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	80310
ID do Gene	80310
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 19-307 do PDGFD humano (NP_079484.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9GZP0
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo