

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pdgfd Para Wb, Elisa - Q9Gzp0

Número do item: CM0025084

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-PDGFD validado para WB e ELISA com reatividade humana e de camundongo. Direciona-se ao fator de crescimento derivado de plaquetas D envolvido na proliferação, migração e angiogênese celular. Adequado para pesquisa em câncer e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDGFD Rabbit pAb
Observações/Apelido	IEGF; SCDGFB; MSTP036; SCDGF-B; PDGFD
Espécie	Humana
ID do Gene	80310
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do PDGFD humano (NP_079484.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9GZP0
Peso Proteico	43kDa
Envio	Bolsa de Gelo