

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pdgfd Para Wb, Elisa - Q9Gzp0

Número do item: CM0013058

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho PDGFD validado para WB e ELISA. Reage com PDGFD humano, de rato e camundongo. Ideal para pesquisas sobre proliferação celular, desenvolvimento e cicatrização de feridas. Q9GZP0.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho PDGFD
Observações/Apelido	IEGF; SCDGFB; MSTP036; SCDGF-B; PDGFD
Espécie	Humano
GenelD (humano)	80310
GenelD	80310
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZP0
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo