

Anticorpo Monoclonal Anti-Pdgfra Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P16234

Número do item: CM0010439



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PDGFRa validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reconhece PDGFRa humano, de camundongo e de rato (CD140A). Imunógeno recombinante (aa 24-528). Ideal para pesquisas em câncer e desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra PDGFRa
Observações/alias	CD140A, PDGFR2, PDGFR-2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5156
GeneID	5156
Imunógeno	Proteína recombinante (aa 24-528 de PDGFRa humano)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, de camundongo e de rato
SWISS	P16234
Peso da proteína	123 kDa
Envio	Bolsa de gelo