

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pdgfra/Cd140A () Para Citometria De Fluxo - P16234

Número do item: CM0009595



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho conjugado a , direcionado ao PDGFR α /CD140a humano e de camundongo. Validado para citometria de fluxo, ideal para estudos de sinalização de receptores tirosina quinase e de desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-PDGFR α /CD140a Humano/Camundongo
Observações/Apelido	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Espécie	Humano
GeneID	5156
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-524 do PDGFR α humano (NP_006197.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P16234
Peso Molecular da Proteína	24kDa/82kDa/123kDa
Envio	Saco de Gelo