


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pdgfra/Pdgfr Alfa Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16234

Número do item: CM0019715



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PDGFR alfa (CD140a) humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização de receptor tirosina quinase, câncer e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDGFR alfa Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; PDGFR alfa
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5156
GeneID	5156
Imunógeno	Proteína recombinante, proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 896-1059 do PDGFR alfa humano (NP_006197.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16234
Peso da Proteína	123kDa
Transporte	Bolsa de gelo