


Anticorpo Policlonais Anti-Pdgfrb Para Wb - P09619

Número do item: CM0017703



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PDGFRB (P09619) para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com seres humanos, camundongos e ratos. Adequado para pesquisa e desenvolvimento em IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDGFRB Rabbit pAb
Observações/Alias	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; PDGFRB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5159
Gene ID	5159
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 900-1000 do PDGFRB humano (NP_002600.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09619
Peso Molecular da Proteína	124 kDa
Envio	Bolsa de gelo