

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pdgfrb Para Wb, If/Icc, Elisa - P09619

Número do item: CM0002852



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PDGFRB humano (CD140B). Validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Alta especificidade para PDGFRB; reage cruzadamente com humano e camundongo. Adequado para o estudo de vias de sinalização PDGF.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDGFRB Rabbit mAb
Observações/Apelido	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; PDGFRB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5159
GeneID	5159
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1000-1106 do PDGFRB humano (P09619).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P09619
Peso da Proteína	124kDa
Envio	Saco de gelo