


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pdgfrb Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09619

Número do item: CM0020656



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o PDGFRB humano (receptor beta do fator de crescimento derivado de plaquetas). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Adequado para pesquisas sobre angiogênese, proliferação celular e sinalização de receptores tirosina quinase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDGFRB Rabbit pAb
Observações/Apelido	IMF1, KOGS, IBGC4, JTK12, PDGFR, PENTT, CD140B, PDGFR1, PDGFR-1, PDGFRB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5159
ID do Gene	5159
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09619
Peso da Proteína	124kDa
Envio	Saco de gelo