

Anticorpo Monoclonal Anti-Pdha1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P08559

Número do item: CM0003875



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PDHA1 de alta qualidade validado para aplicações de Western blot, imunofluorescência e ELISA. Específico para PDHA1 humano, de camundongo e de rato, uma enzima mitocondrial chave que liga a glicólise ao ciclo do TCA. Adequado para pesquisas metabólicas e estudos de doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDHA1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; PDHA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5160
GeneID	5160
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do PDHA1 humano (P08559).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08559
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo