


Anticorpo Monoclonal Anti-Pdha1 Para Wb - P08559

Número do item: CM0004488



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para PDHA1 humana, adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com PDHA1 de camundongo. Alvo de uma enzima mitocondrial chave que liga a glicólise ao ciclo TCA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDHA1 mAb de coelho
Observações/Apelidos	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; PDHA1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5160
ID do Gene	5160
Imunógeno	Peptídeo sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 248-348 da PDHA1 humana (NP_000275.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P08559
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo