


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pdha1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P08559

Número do item: CM0018799



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra PDHA1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo do complexo mitocondrial da piruvato desidrogenase e do metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PDHA1 pAb de coelho
Observações/alias	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; PDHA1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5160
GeneID	5160
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-390 de PDHA1 humano (NP_000275.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P08559
Peso da proteína	43 kDa
Envio	Bolsa de gelo