

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pdha2 Para Wb, If/Icc E Elisa - P35487

Número do item: CM0016013

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PDHA2, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Detecta uma proteína mitocondrial de 43 kDa no testículo, sendo adequado para estudos do complexo piruvato desidrogenase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDHA2 Rabbit pAb
Observações/Alias	Pdha1; PDHA2
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	5161
ID do Gene (Camundongo)	18598
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 230-391 de PDHA2 de camundongo (NP_032837.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35487
Peso da Proteína	43 kDa
Transporte	Gelo em bolsa