

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pdhb Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11177

Número do item: CM0009566



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PDHB humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa metabólica e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PDHB (mAb)
Observações/Apelido	PDHBD; PHE1B; E1beta; PDHE1B; PDHE1-B; PDHB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5162
ID do Gene	5162
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 260-359 da subunidade beta E1 da Piruvato Desidrogenase humana (P11177).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11177
Peso Proteico	39kDa
Envio	Em saco de gelo