

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pdhb Para Wb E Elisa - P11177

Número do item: CM0026079



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-PDHB validado para Western blot e ELISA. Detecta PDHB humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre complexo piruvato desidrogenase, metabolismo da glicose e distúrbios mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDHB pAb de Coelho
Observações/Apelido	PDHBD; PHE1B; E1beta; PDHE1B; PDHE1-B; PDHB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5162
ID do Gene	5162
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do PDHB humano (NP_000916.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11177
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo