

Anticorpo Policlonal Anti-Pdia2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13087

Número do item: CM0015289

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PDIA2 humano, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta alvos humanos, de rato e de camundongo. Útil para estudar funções de chaperona do retículo endoplasmático e ligação ao estrogênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDIA2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PDI; PDA2; PDIP; PDIR; PDIA2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64714
GeneID	64714
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 326-525 do PDIA2 humano (NP_006840.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13087
Peso Proteico	58kDa
Envio	Saco de Gelo