

Anti-Pdia4 Anticorpo Policlonal De Coelho - P13667

Número do item: CM0027516



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PDIA4 humano (ERP70/ERP72). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de isomerase de dissulfeto de proteína e estresse do RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDIA4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ERP70; ERP72; ERp-72; PDIA4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9601
GeneID	9601
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do PDIA4 humano (NP_004902.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13667
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Saco com gelo