

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pdia6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15084

Número do item: CM0009676



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao PDIA6 humano (ERP5/P5), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato; adequado para estudar estresse do RE, resposta a proteínas desdobradas e função plaquetária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PDIA6
Observações/Apelido	P5, ERP5, TXNDC7, PDIA6
Espécie	Humano
ID do Gene	10130
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PDIA6 humano (NP_005733.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15084
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de Gelo