

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pdia6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15084

Número do item: CM0024829



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao PDIA6 humano (ERP5/P5). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de plaquetas e estresse do RE. ~48 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Anti-PDIA6
Observações/Apelido	P5, ERP5, TXNDC7, PDIA6
Espécie Alvo	Humano
GeneID (Humano)	10130
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-300 do PDIA6 humano (NP_005733.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15084
Peso Molecular da Proteína	48kDa
Transporte	Em saco de gelo