

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pdk1/Pdhk1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15118

Número do item: CM0008755



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PDK1/PDHK1, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de metabolismo da glicose, hipóxia e função mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDK1/PDHK1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	PDK1; piruvato desidrogenase quinase 1; PDK1/PDHK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5163
ID do Gene	5163
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15118
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Bolsa de gelo