

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Pdk1/Pdhk1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15118

Número do item: CM0015701



introdução

Anticorpo policlonico de coelho de alta qualidade contra PDK1/PDHK1 (piruvato desidrogenase quinase 1) humano. Validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação do metabolismo da glicose e resposta à hipóxia. ~49 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDK1/PDHK1 Rabbit pAb
Observações/Alias	PDK1; PDK1/PDHK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5163
ID do Gene	5163
Imunógeno	Peptídeo sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 337-436 do PDK1/PDHK1 humano (NP_002601.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlinais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15118
Peso Molecular	49kDa
Envio	Bolsa de gelo