

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pdk2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15119

Número do item: CM0026357



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-PDK2 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta PDK2 de humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação do metabolismo de glicose e ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDK2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PDHK2; PDKII; PDK2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5164
GeneID	5164
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 128-407 da PDK2 humana (NP_002602.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15119
Peso da Proteína	46 kDa
Envio	Bolsa de gelo