

Anticorpo Policlonal Anti-Pdk3 Para Wb, Elisa - Q15120

Número do item: CM0018537



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PDK3 humano, validado para Western blot e ELISA. Tem como alvo a isoenzima 3 da quinase da desidrogenase do piruvato mitocondrial, um regulador do metabolismo da glicose e da respiração aeróbica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PDK3 Rabbit pAb
Observações/Alias	CMTX6; GS1-358P8.4; PDK3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5165
GeneID	5165
Imunógeno	Proteína recombinante, proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 137-406 de PDK3 humano (NP_005382.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q15120
Peso da proteína	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo