


Anti-Pdlim1/Clp36 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - O00151

Número do item: CM0025434



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PDLIM1/CLP36 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta uma proteína adaptadora do citoesqueleto de 36kDa envolvida na organização das fibras de tensão. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDLIM1/CLP36 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CLIM1; CLP36; CLP-36; hCLIM1; HEL-S-112; PDLIM1/CLP36
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9124
ID do Gene	9124
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-329 do PDLIM1/CLP36 humano (NP_066272.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00151
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo