


Anticorpo Policlonal Anti-Pdlim4 Para Wb, If/Icc, Elisa - P50479

Número do item: CM0022657



introdução

PDLIM4 Rabbit pAb (P50479) é um anticorpo policlonal validado para WB, IF/ICC e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo a proteína 4 contendo domínios PDZ e LIM, que suprime a ativação de SRC e regula a reorganização do citoesqueleto de actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDLIM4 Rabbit pAb
Observações/Alíás	RIL; PDLIM4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8572
GeneID	8572
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-210 da PDLIM4 humana (NP_003678.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50479
Peso da Proteína	35 kDa
Envio	Bolsa de gelo