

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pdlim5 Para Wb E Elisa - Q96Hc4

Número do item: CM0030173



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à PDLIM5 humana, adequado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo do desenvolvimento cardíaco, cardiomiopatia e transtornos neuropsiquiátricos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PDLIM5 Rabbit pAb
Observações/Alias	L9; ENH; LIM; ENH1; PDLIM5
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	10611
GeneID	10611
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 317-596 da PDLIM5 humana (NP_006448.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96HC4
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Bolsa de gelo