

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pdlim5 Para Wb, Elisa - Q96Hc4

Número do item: CM0019234



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PDLIM5 validado para WB e ELISA. Reage com humano. O PDLIM5 faz a ancoragem da PKC nos discos Z cardíacos e molda as espinhas dendríticas; implicado no transtorno bipolar e esquizofrenia. Ideal para pesquisas cardíacas e de neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDLIM5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	L9; ENH; LIM; ENH1; PDLIM5
Espécie	Humano
ID do Gene	10611
Imunogênio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 do PDLIM5 humano (NP_006448.5).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96HC4
Peso Proteico	64kDa
Envio	Saco de gelo